



Sumpfstr. 3, CH-6300 Zug; Fax: 041 748 50 65, Tel: 041 748 50 60  
e-mail: [info@infochroma.ch](mailto:info@infochroma.ch), [www.infochroma.ch](http://www.infochroma.ch)

## Beenden Sie den Schlusspurt ohne Engpass

Im 4. Quartal heisst es nochmals richtig Vollgas geben, sodass man den Festtagen und dem Jahresbeginn in Ruhe entgegen sehen kann. Und wie das so ist, geht auch im Labor nichts ohne geeignetes Zubehör. Nun ist es an der Zeit, das Lager nochmals richtig aufzustocken, sodass man ohne Engpass den Schlusspurt in Angriff nehmen kann. Und dies ist im Moment richtig interessant für Sie, denn es locken wieder einmal richtig kräftige Rabatte:

So profitieren Sie noch bis Freitag, 19.12.2014 von 35% Einführungsrabatt auf die neuen HALO®-2 Fused Core UHPLC-Säulen. Lernen Sie zum Sonderpreis die zusätzlichen Vorteile dieser neuen mit 2 µm „core-shell“-Partikeln gepackten Säule kennen. Sie werden von der höheren Trennleistung und dem geringeren Rückdruck als bei Säulen, die mit vollporösen sub-2 µm gepackt sind, sowie der guten Säulenstabilität (bis 1'000 bar bzw. 14'500 psi) begeistert sein. Und nicht zu unterschätzen: Auch die Standzeit dieser Säulen ist deutlich höher als bei Säulen mit vollporösen 2 µm Partikeln, wodurch Sie nochmals Geld sparen.














Unser zweites Angebot richtet sich an unsere GC-Kunden. Die Auswahl des richtigen Injektor Liners und der optimalen Einspritzparameter kann Peakflächen erhöhen und die Nachweisgrenze um bis zu 300% senken. Speziell bei den SGE Linern ist es, dass sie je nach Typ eine andere Farbcodierung aufweisen, was Ihnen die Wahl des richtigen Liners im Alltag sehr erleichtert. Und die Liner werden mit O-Ringen geliefert, so dass Sie sofort einsatzbereit sind. Nun heisst es Reserven anlegen: denn ebenfalls bis Freitag, 19.12.2014 erhalten Sie dieses Zubehör mit 30% Rabatt.

Daneben haben wir auch unser Sortiment an Yeti-Spritzenfiltern erweitert. Neu gibt es bei der infochroma ag den Yeti HPLC-Spritzenfilter mit regenerierter Zellulose Membrane (RC). Dieser kommt bei der Probenvorbereitung zum Filtrieren von Proteinen, Peptiden und weiteren Biomolekülen zum Einsatz. Auch im Bereich der Filterspritzen hat sich was getan: Nun sind auch Polypropylen-Spritzen mit der bedienfreundlichen Luer-Lock-Spitze erhältlich.

Dies und vieles mehr finden Sie bei der infochroma ag. Vergessen Sie auch nicht, die [chemoline.ch](http://chemoline.ch)-Webseite regelmässig anzuklicken. Dort gibt es neben Laborzubehör, auch coole Produkte für Ihren Haushalt oder Geschenke für Freunde und Familie. Warum nicht einmal seine Liebste mit einer mit wohlriechendem Badesalz gefüllten Schliffstopfen-Flasche verwöhnen oder dem Hobbykoch ein Becherglas mit Henkel als elegantes Litermass unter den Weihnachtsbaum legen? Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Nun bleibt uns im Moment nichts anderes mehr zu tun, als Ihnen ein erfolgreiches 4. Quartal zu wünschen.

Mit freundlichen Grüssen  
Ihre infochroma ag

<p><b>T-Shirt: «4-Hexen»</b> Chemieklausur: „Welche Strukturformel hat 4-Hexen?“ Eine kreative Lösung lieferte ein Chemie-Nerd unter den Schülern &amp; belehrte gleichzeitig seinen Chemielehrer; der Name des Moleküls lautet nicht 4-Hexen sondern nach den IUPAC-Regeln 2-Hexen. Damit hatte er als Einziger die Aufgabe richtig gelöst!</p>  <p><b>56-1520 - CHF 23.30/Stk.</b></p>	<p><b>Petrischalen aus Kalk-Soda-Klarglas</b> Abmessung 60 x 15 mm <b>50-1471 - CHF 2.80/Stk.</b> Abmessung 100 x 20 mm <b>50-1473 - CHF 3.50/Stk.</b></p>  <p><i>weitere Grössen auf <a href="http://www.chemoline.ch">www.chemoline.ch</a></i></p>	<p><b>Weithals-Standflaschen in Braunglas</b> Apothekerflaschen aus Kalk-Soda-Glas mit Schliifstopfen</p> <p>50 ml - Braunglas - 44 x 79 mm <b>53-0051 - CHF 6.70/Stk.</b></p> <p>250 ml - Braunglas - 70 x 132 mm <b>53-0251 - CHF 7.50/Stk.</b></p>  <p><i>weitere Grössen auf <a href="http://www.chemoline.ch">www.chemoline.ch</a></i></p>
<p><b>Injektor Liner von SGE</b> Farbcodierung der verschiedenen Injektorlinertypen macht die Auswahl einfach. Deaktivierung gibt Ihnen Vertrauen in Ihre Analyse. inkl. O-Ringe</p>  <p><b>profitieren Sie jetzt von 30 % Rabatt</b></p>	<p><b>12 x 32 mm Autosampler Vial für kleinste Proben</b></p> <p><b>iV2µ-Vial</b> - 250 µl Insert-Vial ideal für kleinste flüchtige Proben</p> <p><b>Vµ-Vial</b> - 1.2 µl Vial mit kleinem Restvolumen</p> <p><b>µ-Vial</b> - Vial mit fest integriertem 350 µl Insert</p> 	<p><b>HALO COLUMNS 2</b> <b>jetzt mit 35 % Einführungsrabatt</b></p> <p><b>2 µm Fused-Core Säule für UHPLC Trennungen</b></p> <p>Fused-Core UHPLC Säule mit ~ 300K Bodenzahl pro Meter</p> <p>alle Vorteile von sub-2 µm non-core Partikeln aber bei niedrigerem Druck</p> <p>Vorläufig erhältlich mit C18 und PFP Phase</p>
<p><b>NEU: Polypropylen Spritzen mit Luer Lock</b> Filterspritzen G899 aus inertem Polypropylen nun auch erhältlich mit Luer Lock Spitze erhältlich mit Spritzenvolumen von: 3 ml, 5 ml, 10ml &amp; 20 ml</p> 	<p><b>Unsere Produkte kann man nun auch online über den Webshop bestellen.</b></p> <p><b>Noch sind nicht alle Produkte im Shop, aber wir bauen ihn laufend aus.</b></p> 	<p><b>NEU: Yeti HPLC Spritzenfilter</b> mit Regenerierter Zellulose (RC) Membrane zum Filtrieren von: Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen</p> <p>erhältlich sind die Filterdurchmesser: 4 mm, 13 mm, 25 mm &amp; 33 mm</p> 
<p><b>TOC zertifizierte Vials</b> TOC Vials aus Glas mit Schraubkappe mit Durchstichöffnung und 1.5 mm dickem Silikon/PTFE Septum. Schraubkappe und Septum verschweisst (welded)</p>  <p><b>8S74-40-H/TOC10-15</b> <b>8S74-40-D/TOC10-15</b></p>	<p><b>Lagervials von 1 - 60 ml</b> Lagervials werden komplett mit geschlossener Schraubkappe mit eingeklebter PTFE beschichteter Dichtung geliefert. 6 Vial Durchmesser &amp; 6 Kappenfarben erhältlich.</p> 	<p><b>HALO BIOCLASS</b> <b>Fused-Core Säulen zur Trennung von Peptiden und Proteinen</b></p> <p><b>HALO® Protein C4 &amp; HALO® Protein ES-C18</b> Für die Trennung von Proteinen und Polypeptiden bis Mw 500 kDa.</p> <p><b>HALO® Peptide ES-C18 &amp; HALO® Peptide ES-CN</b> Für die Trennung von Peptiden und Polypeptiden bis 10 kDa resp. 20 kDa.</p>
<p><b>Salli Sattelstuhl</b> Sitzen Sie gesund mit dem zweigeteilten Salli Sattelstuhl, für aktives Sitzen in einer natürlichen Körperhaltung in allen „Sitzlagen des Lebens“</p>  <p><b>Salli SwingFit CHF 644.75/Stk.</b> <i>statt CHF 918.00 da Ausstellungsstück</i> <i>weitere Angebote im infoWebshop</i></p>	<p><b>Kunststoff-Pasteurpipetten</b> aus HDPE unsteril Volumen 3ml, 155 mm, Tropfen 40 µl <b>50-1408 - CHF 0.30/Stk.</b></p>  <p><i>weitere Grössen auf <a href="http://www.chemoline.ch">www.chemoline.ch</a></i></p>	<p><b>Becherglas mit Henkel</b> niedrige Form mit seitlichem Henkel als Handgriff und Ausguss aus SIMAX® - Laborglas</p> <p>250 ml - 50-1545 <b>CHF 5.50/Stk.</b></p> <p>400 ml - 50-1546 <b>CHF 6.60/Stk.</b></p>  <p><i>weitere Grössen auf <a href="http://www.chemoline.ch">www.chemoline.ch</a></i></p>