

# Headspace Rollrandflaschen & Kappen

Unsere Headspace Flaschen sind aus Borosilikatglas, 1. hydrolytische Klasse gefertigt:  
**Klarglas (H) / Braunglas (D)**



Rollrand  $\varnothing$  20 mm



**G006-10-H/Fl**  
**G006-10-D/Fl**



**G006-10-H/Ru**



**G006-20-H/FL**  
**G006-20-D/FL**



**G006-20-H/Ru**  
**G006-20-D/Ru**

10 ml	10 ml	20 ml	20 ml
23 x 45 mm	23 x 45 mm	23 x 75 mm	23 x 75 mm
mit flachem Boden	mit abgerundetem Boden	mit flachem Boden	mit abgerundetem Boden, auch für PerkinElmer geeignet

## Bördelkappen und Septen

Aluminium Kappen mit und ohne Magnetring mit ms-Pure Septum aus pigmentfreiem Silikon/PTFE und Polyethylen Schnappkappen für Waschvials.



Rollrand	Beschreibung	Produkt Nr.
<b>20 mm</b>	magnetische Aluminium Bördelkappe, 3.2 mm klares Silikon/PTFE ms-Pure Septum	G007-MAC*-SKFK30
<b>20 mm</b>	Aluminium Bördelkappe, klar (C) oder rot (R), 3.2 mm klares Silikon/PTFE ms-Pure Septum	G007-ACC-SKFK30 G007-ACR-SKFK30
<b>20 mm</b>	Polyethylen Schnappkappe, weiss 1.5 mm weiss-blaues Silikon/PTFE Septum	8007-WK1
<b>20 mm</b>	Polyethylen Schnappkappe, weiss 1.5 mm weiss-blaues Silikon/PTFE Septum, kreuzgeschlitzt	8007-WK1X

ersetzen Sie «\*» mit der Kappenfarbe Ihrer Wahl

C = klar

B = blau

G = grün

R = rot