

# Lagervials von 1,0 bis 60 ml mit Schraubkappe und PTFE-Einlage

Lagervials aus klarem (H) oder braunem (D) Borosilikatglas, inklusive geschlossener Schraubkappe mit PTFE beschichteter Einlage.



**Vials ø 12 mm**  
Gewinde 9-425



**Vials ø 14 mm**  
Gewinde 13-425



**Vials ø 17 mm**  
Gewinde 15-425



**Vials ø 19 mm**  
Gewinde 15-425

<b>1,0 ml</b>	Höhe: 24 mm G195*-12/024-H G195*-12/024-D	Höhe: 19 mm G075*-14/019-H G075*-14/019-D		
<b>1,2 ml</b>	Höhe: 32 mm G195*-12/032-H/V15µ G195*-12/032-D/V15µ			
<b>1,5 ml</b>	Höhe: 32 mm G195*-12/032-H G195*-12/032-D	Höhe: 22 mm G075*-14/022-H G075*-14/022-D		
<b>2 ml</b>	Höhe: 43 mm G195*-12/043-H G195*-12/043-D	Höhe: 26 mm G075*-14/026-H G075*-14/026-D		
<b>2,5 ml</b>		Höhe: 30 mm G075*-14/030-H G075*-14/030-D	Höhe: 27 mm G075*-17/027-H G075*-17/027-D	
<b>3,75 ml</b>		Höhe: 45 mm G075*-14/045-H G075*-14/045-D	Höhe: 35 mm G075*-17/035-H G075*-17/035-D	
<b>5 ml</b>		Höhe: 50 mm G075*-14/050-H G075*-14/050-D	Höhe: 42 mm G075*-17/042-H G075*-17/042-D	Höhe: 37 mm G075*-19/037-H G075*-19/037-D
<b>7,5 ml</b>			Höhe: 60 mm G075*-17/060-H G075*-17/060-D	Höhe: 50 mm G075*-19/050-H G075*-19/050-D
<b>10 ml</b>			Höhe: 72 mm G075*-17/072-H G075*-17/072-D	Höhe: 65 mm G075*-19/065-H G075*-19/065-D



**Vials ø 19 mm**  
Gewinde 15-425



**Vials ø 23 mm**  
Gewinde 20-400



**Vials ø 27 mm**  
Gewinde 24-400

<b>5 ml</b>	Höhe: 37 mm G075*-19/037-H G075*-19/037-D		
<b>7,5 ml</b>	Höhe: 50 mm G075*-19/050-H G075*-19/050-D	Höhe: 37 mm G075*-23/037-H G075*-23/037-D	
<b>10 ml</b>	Höhe: 65 mm G075*-19/065-H G075*-19/065-D	Höhe: 45 mm G075*-23/045-H G075*-23/045-D	Höhe: 37 mm G075*-27/037-H G075*-27/037-D
<b>15 ml</b>	Höhe: 87 mm G075*-19/087-H G075*-19/087-D	Höhe: 60 mm G075*-23/060-H G075*-23/060-D	Höhe: 47 mm G075*-27/047-H G075*-27/047-D
<b>20 ml</b>		Höhe: 75 mm G075*-23/075-H G075*-23/075-D	Höhe: 57 mm G075*-27/057-H G075*-27/057-D
<b>25 ml</b>		Höhe: 85 mm G075*-23/085-H G075*-23/085-D	Höhe: 68 mm G075*-27/068-H G075*-27/068-D
<b>30 ml</b>			Höhe: 78 mm G075*-27/078-H G075*-27/078-D
<b>40 ml</b>			Höhe: 95 mm G075*-27/095-H G075*-27/095-D
<b>50 ml</b>			Höhe: 118 mm G075*-27/118-H G075*-27/118-D
<b>60 ml</b>			Höhe: 140 mm G075*-27/140-H G075*-27/140-D G055*-27/140-H Rundboden-Vial

ersetzen Sie «\*» mit der Kappenfarbe Ihrer Wahl

B = blau	G = grün	R = rot	S = schwarz	W = weiss	Y = gelb	Glas H: Klarglas D: Braunglas
----------	----------	---------	-------------	-----------	----------	-------------------------------------