

## Narrow-Mouth (NM) Schraubflaschen & Kappen

Narrow-Mouth Schraubflaschen haben ein 8-425 Gewinde. Die erste Zahl gibt den Gewinde Aussendurchmesser an (8 mm). Die zweite Zahl steht für eine typische Kappenart und entspricht einem relativ kurzen Gewinde.

Die Autosampler Flaschen sind aus Borosilikatglas gefertigt **Klarglas (H), Braunglas (D)**.

Die Flaschenkopf-Öffnung hat einen Ø von 5.3 mm.



**8004-NM-H**  
**8004-NM-D**

1.5 ml

12 x 32 mm

standard Vial



**8004-NM-H/V $\mu$**   
**8004-NM-D/V $\mu$**

1.2 ml

12 x 32 mm

V $\mu$ -Vial, für grosse und kleine Probenvolumen bis 1.2 ml, geringes Restvolumen

### unsere Septenmaterialien:

- **MS-Pure** - pigmentfreies Silikon/PTFE Septum
- **pigmentiert** - weiss/rotes Silikon/PTFE

Alle Kappen werden in einer Dose mit grosser Öffnung für einen leichten Zugriff geliefert.



## Unsere Empfehlung - das pigmentfreie ms-Pure Septum

Mit der zunehmenden Nachweis Empfindlichkeit der Analysen Geräte können extrahierbare Substanzen aus dem Septum die Probe kontaminieren. Das ms-Pure Silikon/PTFE Septum wird aus naturbelassenem pigmentfreiem Silikon/PTFE hergestellt. Es ist nachweislich 60 % reiner als "standard" Silikon/PTFE Septen anderer Hersteller.



| Kappen ø | Septum Typ  | Dicke | Beschreibung Septum                                    | Produkt Nr.         |
|----------|-------------|-------|--|---------------------|
| 11 mm    | ms-Pure     | 1 mm  | klares Silikon/PTFE                                    | G004-NM-C*-SKFK10   |
| 11 mm    | ms-Pure     | 1 mm  | klares PTFE/Silikon/PTFE, Mehrfachinjektion            | G004-NM-C*-FKSKFK10 |
| 11 mm    | pigmentiert | 1 mm  | weiss/rotes Silikon/PTFE                               | G004-NM-C*-SWFR10   |
| 11 mm    | pigmentiert | 1 mm  | 1 rot/weiss/rotes PTFE/Silikon/PTFE, Mehrfachinjektion | G004-NM-C*-FRSWFR10 |

ersetzen Sie «\*» mit der Kappenfarbe Ihrer Wahl

B = blau

G = grün

R = rot

S = schwarz

W = weiss

Y = gelb