

## Schnappingflaschen (SC) & Kappen

Schnappingkappen aus Polypropylen haben an der Innenseite kleine Noppen, die in die Rille im Vial-Kopf einrasten. Sie können von Hand auf's Vial gedrückt werden. Eine Schnappingkappe ist jedoch weniger dicht als eine Bördelkappe aus Aluminium.



Schnappingflaschen aus der GTG Produktion können auch problemlos mit Aluminiumkappen verbördelt werden.

Unsere Autosampler Flaschen sind aus Borosilikatglas, 1. hydrolytische Klasse gefertigt: **Klarglas (H)** / **Braunglas (D)**  
Die Flaschenkopf-Öffnung hat einen Ø von 6 mm.



**G002-SC-H**  
**G002-SC-D**

1.5 ml  
12 x 32 mm

standard Vial



**BL02-SC-H**  
**BL02-SC-D**

1.5 ml  
12 x 32 mm

BlueLine standard Vial  
weisses Beschriftungs-  
feld mit Graduierung



**8002-SC-H/V $\mu$**   
**8002-SC-D/V $\mu$**

1.2 ml  
12 x 32 mm

V $\mu$ -Vial, für grosse und  
kleine Probenvolumen  
bis 1.2 ml, geringes  
Restvolumen



**8002-SC-H/i3 $\mu$**   
**8002-SC-D/i3 $\mu$**

350  $\mu$ l  
12 x 32 mm

eingeschmolzenes 350  $\mu$ l  
Insert, kleines Totvolu-  
men



**8002-SC-H/iV2 $\mu$**   
**8002-SC-D/iV2 $\mu$**

250  $\mu$ l  
12 x 32 mm

iV2 $\mu$ -Vial, schlank  
ausgezogenes, direkt  
verschliessbares Insert,  
sehr kleines Totvolumen



**G002-SC-PP/i17 $\mu$**

700  $\mu$ l  
12 x 32 mm

Polypropylen,  
universell einsetzbar  
für 100  $\mu$ l - 700  $\mu$ l

## Schnappingkappen

Unsere Septenmaterialien:

- **ms-Pure** - pigmentfreies Silikon/PTFE Septum
- **pigmentiert** - weiss/rotes Silikon/PTFE
- **blueLine** - für standard Anwendungen



Alle Kappen (ausser blueLine) werden in einer Dose mit grosser Öffnung für einen leichten Zugriff geliefert.

Unsere Empfehlung - das pigmentfreie ms-Pure Septum

Mit der zunehmenden Nachweis Empfindlichkeit der Analysen Geräte können extrahierbare Substanzen aus dem Septum die Probe kontaminieren. Das ms-Pure Silikon/PTFE Septum wird aus naturbelassenem pigmentfreiem Silikon/PTFE hergestellt. Es ist nachweislich 60 % reiner als "standard" Silikon/PTFE Septen anderer Hersteller.

Kappen $\varnothing$	Septum Typ	Dicke	Beschreibung Septum	Produkt Nr.
11 mm	ms-Pure	1 mm	klares Silikon/PTFE	G003-SC*-SKFK10
11 mm	ms-Pure	1 mm	klares Silikon/PTFE, vorgeschlitzt	G003-SC*-Hi-SKFK10
11 mm	ms-Pure	1 mm	klares PTFE/Silikon/PTFE, Mehrfachinjektion	G003-SC*-FKSKFK10
11 mm	pigmentiert	1 mm	weiss/rotes Silikon/PTFE	G003-SC*-SWFR10
11 mm	pigmentiert	1 mm	weiss/rotes Silikon/PTFE, vorgeschlitzt	G003-SC*-Hi-SWFR10
11 mm	pigmentiert	1 mm	rot/weiss/rotes PTFE/Silikon/PTFE, Mehrfachinjektion	G003-SC*-FRSWFR10
11 mm	blueLine	1 mm	weiss/rotes Silikon/PTFE	BL03-SCC-SWFR10

ersetzen Sie «\*» mit der Kappenfarbe Ihrer Wahl

C = klar

B = blau

R = rot